



Dispomed® Straussskanülen

- Kanüle nach DIN EN ISO 9626
- Nadelhalter und Griffplatte aus Polypropylen
- Griffplatte geriffelt und rutschfest
- Schutzkappe aus Polyethylen
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Luer Anschluss



| | | | Art.-Nr. | kVE / VE | PZN |
|-----------------|--------------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| Kanüle 0,9 x 43 | 20G x 1 3/4" | gelb | 13009 | 100 / 1000 | 8485310 |
| Kanüle 1,2 x 43 | 18G x 1 3/4" | rosa | 13012 | 100 / 1000 | 8485327 |
| Kanüle 1,5 x 43 | 17G x 1 3/4" | blau | 13015 | 100 / 1000 | 8485333 |
| Kanüle 1,8 x 43 | 15G x 1 3/4" | orange | 13018 | 100 / 1000 | 8485356 |
| Kanüle 2,0 x 4 | 14G x 1 3/4" | grün | 13020 | 100 / 1000 | 8485362 |

unsteril / bulk auf Anfrage