




DISPOMED® - Flaschenkanülen

- Einmalkanüle
- Einfachschliff - nicht stanzend
- Trockensilikonisierung
- hohe Durchflussrate
- Nadelhalter farbcodiert nach ISO Norm
- Gamma sterilisierbar (max. 25 kGy)
- EO sterilisierbar (max. 60°C)



REF	Farbe	Kanüle	kVE / VE
13010	weiß	Ø1,04 x 30mm	1000 / 5000
13007	rosa	Ø1,22 x 30mm	1000 / 5000
13011	rosa	Ø1,22 x 40mm	1000 / 5000
13008	blau	Ø1,53 x 25mm	1000 / 5000
13005	rot	Ø1,83 x 35mm	1000 / 5000
13006	grün	Ø2,07 x 35mm	1000 / 5000