



INFUJECT® Pumpenspritzen

30 ml und 50/60 ml Spritzen, dreiteilig, passend für Fresenius Injectomat und kompatible Geräte

- Nach DIN EN ISO 7886
- Luer Lock Ansatz, zentrisch
- Druckgeprüft bis 6 bar
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Stabile, abriebfeste Skalierung
- Zylinder und Kolbenstange aus Polypropylen
- latexfrei
- Kolbenstopp
- Exakte Ablesung des Spritzeninhaltes durch übersichtliche 1 ml Graduierung
- Für die Applikation lichtempfindlicher Medikamente mit orangefarbener (amber) Einfärbung
- 60 ml Markierung



			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
30 ml mit Verschlussstopfen, ohne Kanüle , transparent, "Heparinspritze"			22030	100 / 600	8495099
50/60 ml mit Verschlussstopfen, ohne Kanüle , transparent			22050	50 / 300	7429930
50/60 ml, transparent, mit aufgesetzter Kanüle	2,0 x 30mm	14G x 1 1/4"	22054	50 / 300	8495047
50/60 ml, orangefarben, mit aufgesetzter Kanüle	1,8 x 25mm	15G x 1"	22064	50 / 300	8495053