



PERFUJECT® Pumpenspritzen

50 ml Spritzen, dreiteilig, passend für Braun Perfusor und kompatible Geräte

- Nach DIN EN ISO 7886
- Luer Lock Ansatz, zentrisch
- Druckgeprüft bis 6 bar
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Stabile, abriebfeste Skalierung
- Zylinder und Kolbenstange aus Polypropylen
- latexfrei
- Kolbenstopp
- Exakte Ablesung des Spritzeninhaltes durch übersichtliche 1 ml Graduierung
- Für die Applikation lichtempfindlicher Medikamente mit orangefarbener (amber) oder schwarzer Einfärbung



			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
50 ml ohne Kanüle, transparent			22051	50 / 300	7429924
50 ml, transparent, mit aufgesetzter Kanüle	2,0 x 30mm	14G x 1 ^{1/4} "	22052	50 / 300	8495076
50 ml, schwarz, mit aufgesetzter Kanüle	2,0 x 30mm	14G x 1 ^{1/4} "	22053	50 / 300	8495082
50 ml, orangefarben, mit aufgesetzter Kanüle	2,0 x 30mm	15G x 1"	22063	50 / 300	0764269

Bei schwarzer Einfärbung: Graduierung in rot auf der Kolbenstange